



**Be Right™**



## **Reaktionsgläser mit Verschluss, 60 St.**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>LZC924</b> |
| CHF Preis:          | Kontakt       |
| Verfügbar           |               |

Z.B. Für BSB, LATON oder CRACK SET

---

### **Technische Daten**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Material:                | Glas     |
| Volumen / Packungsgröße: | 60 Stück |