



Be Right™



## Thermostatschrank für BOD Direct Plus

Artikel-Nr.: LZQ080  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Thermostat-gesteuerter Inkubator speziell für die BSB-Bestimmung bei 20 °C.

Ermöglicht die kontinuierliche Regelung eines Temperaturbereichs von 2 - 40 °C für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Temperatur kann in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden.

Verfügt über vier geerdete 230 Volt-Standardsteckdosen im Inneren, einen niedrigen Stromverbrauch und eine LED-Anzeige für die Temperatur.

---

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	850 mm x 600 mm x 600 mm
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	39 kg
Konformität:	CE
Sprachen Bedienungsanleitung:	DE/EN/FR/ES
Stromversorgung:	220 - 240 V/50 Hz