



Stromversorgungsmodul für 2100Q/2100Q IS & DR 1900

Artikel-Nr.:	LZV804.99.00001
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Stromversorgungsmodul mit Universal-Netzstecker für

den Netzbetrieb (100-240 VAC). Geeignet für die portablen Trübungsmessgeräte 2100Q & 2100Q IS und das portable Spektralphotometer DR 1900.

Technische Daten

Gewährleistung:	24 Monate
Konformität:	Modul: CE/WEEE/RoHS Netzteil: cULus.CE/TUV-GS.RoHS/WEEE/ESIV
Lieferumfang:	Modul, Modul-Abdeckung, Netzteil mit 4 Stecker-Adaptern, Anleitung.
Output Voltage:	9V
Stromeingang:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz