



Be Right™



DR 6000 Software für Brauerei-Analytik, HL Version

Artikel-Nr.: LZV936

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

The additional brewery analysis software LZV936 is a compilation of all spectrophotometric applications that are relevant for brewery analysis.

Die Applikationssoftware enthält 12 Brauerei Methoden, die über USB auf das Spektralphotometer übertragen werden. Die Methoden basieren auf den Richtlinien der MEBAK und enthalten Durchführungen und Auswertungen für: Anthocyane, Eisen, wasserdampfliche Phenole, Bittereinheiten, photometrische Iodprobe, Thiobarbitursäurezahl (TBZ), freier Aminostickstoff, Reduktionsvermögen, Vicinale Diketone.