



Be Right™



## PRO140Pt100T pH-Elektrode mit 10 m fest montiertem Kabel

Artikel-Nr.: LZX544

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Sterilisierbare Prozess-Elektrode und doppeltes Referenzsystem mit hoher Temperatur und Druck.

---

### Technische Daten

Diaphragma:	Ring-Diaphragma, poröses PTFE, doppelt
Druckbereich:	34 bar
Durchmesser:	12 mm
Eintauchtiefe:	120 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO <sub>3</sub> -Gel, geeignet für hohe Temperaturen
Kabellänge:	10 m fest montiertem Kabel
Länge:	140 mm
Messbereich:	-5 - 135 °C
Reference system:	Ag/AgCl
Temperatur-Sensor:	Pt100