



Kettenbefestigung, PVC für elektrochemische Sensoren, 1 " NPT

Artikel-Nr.:

LZX914.99.22200

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Technische Daten

Anschlussgewinde:

1 " Innengewinde

Bemerkungen:

Zusammenetzung:

0,6 m CPVC-Stange, 1,5" Schraubkappe LZY048, 1,5"/1" Sensor-Adapter LZY276, Kabeldurchführung

Durchmesser:

48 mm

Länge:

600 mm

Material:

CPVC