



Be Right™



## Digitales AD-Gateway für 1200 sc mit Kabelverschraubungssatz

Artikel-Nr.: LZY328  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gateway für die Verbindung analoger 1200 pH- und Redox-Sensoren mit SC-Controllern

---

### Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bemerkungen:               | Kabelverschraubungssatz besteht aus: Zugentlastung M20 x 1,5, Kabeldichtungen verschiedener Kabeldurchmesser, Anleitungsblatt DOC273.99.00052 |
| Betriebsbedingungen:       | -20 - 60 °C at 0 - 95% RH (non-condensing)  |
| Durchmesser:               | 34 mm   |
| Elektroden-Kompatibilität: | Jede Kombinations-pH- und REDOX-Elektrode mit und ohne Flüssigkeitserdung   |
| Gewährleistung:            | 24 Monate   |
| Gewicht:                   | 0,145 kg  |
| Kommunikation:             | MODBUS  |
| Länge:                     | 175 mm  |