



Be Right™



Beckenrandbefestigung Redox mit Tauchrohr (PVC), 2 m, inkl.
Schwenkhalterung

Artikel-Nr.: LZY714.99.21710

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Beckenrandbefestigung mit PVC Tauchrohr für 1" NPT Redox-Sonde. Inklusive Schwenkhalterung und 2 m PVC Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.20001) und pH/ORP (LXV427.99.20001).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 2,5 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr PVC; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT Redox-Sonden.