



Beckenrandbefestigung pH mit Tauchrohr (PVC), 2 m, inkl. Schwenkhalterung

Artikel-Nr.: **LZY714.99.21910**
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit PVC Tauchrohr für 1" NPT pH-Sonde. Inklusive Schwenkhalterung und 2 m PVC Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.10001) und pH-D-S (LXV427.99.10001)

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 2,5 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr PVC; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT pH-Sonden.