



Beckenrandbefestigung Redox, Wandbefest. 24cm + Edelst. Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.22720**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Beckenrandbefestigung mit Edelstahl-Tauchrohr für 1" NPT Redox-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 24 cm Schelle und 2 m Edelstahl-Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.20001) und pH/ORP (LXV427.99.20001).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4.9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT Redox-Sonden.