



Be Right™



Beckenrandbefestigung O2 mit Tauchrohr (Edelstahl), 2 m, inkl. Wandhalterung, 24 cm Schelle

Artikel-Nr.: LZY714.99.22820

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit Edelstahl-Tauchrohr für 1" NPT DO-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 24 cm Schelle und 2 m Edelstahl-Rohr. Passend für alle LDO sc Sonden (LXV416.99.20xx1).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4.9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT DO-Sonden.