



Be Right™



## Beckenrandbefestigung pH mit Tauchrohr (PVC), 2 m, inkl. Wandhalterung, 24 cm Schelle

Artikel-Nr.: LZY714.99.22910

CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb 1 Woche

Beckenrandbefestigung mit PVC Tauchrohr für 1" NPT pH-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 24 cm Schelle und 2 m PVC Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.10001) and pH-D-S (LXV427.99.10001).

### Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 2.5 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile:  Rohr PVC;  Sondenadapter PVC;  Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT pH-Sonden.