



Beckenrandbefestigung LF, Wandbefest. 10cm + Edelst. Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.23420**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Stainless steel pole mounting hardware for 1" NPT conductivity sensor including 10 cm SS bracket and 2 m SS pole. Suitable for 3798-S sc digital inductive conductivity sensor (LXV428.99.00001)

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4.9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT Leitfähigkeitssonden.