



Be Right™



Feuchtebestimmer IR-35, Denver, 1 mg, max. 35 g, 0,01 % Ablesbarkeit

Artikel-Nr.:

SMIR35

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Probenerwärmung: Infrarotstrahlung mittels Metallrohrstrahler

Gewichtsbereich: max. 35 g Meßgenauigkeit: 1 mg Ablesbarkeit (%): 0,01 Temperaturregelung von 40 °C ... 160 °C in 1 Grad-Schritten einstellbar. Meßwertspeicherung bis zur nächsten Bestimmung. Datenschnittstelle: RS 232 integriert. Bestimmungsverfahren wahlweise: - Vollautomatik -Zeitvorwahl 0.1 ... 99 min Meßwertanzeige: % Feuchte % Trockenmasse % Atro-Wert g Rückstand