



Be Right™



## pH-Elektrode für Reinstwasser pH-Sensor Polymetron 8362

Artikel-Nr.: 08362=A=2000

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Teil des analogen pH-Sensors 8362, speziell designed für Reinstwasser-pH-Messungen.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Ultrapure water
Bemerkungen:	Reinstwasser-pH-Elektrode
Elektroden-Anschluss:	S7 Connector
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	S7-Anschluss-Stecker
Länge:	120 mm
Material:	Glas
Messbereich:	0 - 14 pH
Referenzelektrode:	None
Sensor-Anschluss:	Pg13.5
Temperatur-Sensor:	PT100