



Be Right™



9181 probe complete of 10m moulded

Artikel-Nr.:

09181=A=2000

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Druckbereich:	max. 2.5 m immersion depth
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	10 m moulded cable
Kalibriermethode:	Zero: electrically or with oxygen free water Slope: in air or process using a reference analysis
Messbereich:	0 - 20 mg/L
Sensor-Anschluss:	0.75" NPT thread
Wiederholbarkeit:	$\leq \pm 0.1$ mg/L oder 2 % der größere Wert zählt