



Be Right™



Polymetron 8429B pH-Referenz-Elektrode

Artikel-Nr.: 368429,00000
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Einzel-Referenz-Elektrode mit KCl-Gel, mit Keramik-Fritte als Flüssigkeitsdiaphragma, 0 - 80 °C, $R < 10 \text{ K}\Omega$, zu befestigen an einer Elektrolyt-Brücke 8429.1 (PP) oder 8429.2 (PDF)

Technische Daten

Bemerkungen:	kombinierbar mit separater pH-Mess-Elektrode
Besondere Hinweise:	Einzelreferenz mit KCl-Gel; Keramik-Fritte als Flüssigkeitsdiaphragma
Betriebsbedingungen:	0 - 80 °C
Kabelverbindung:	S7-Anschluss-Stecker
Laden:	$< 10 \text{ K}\Omega$
Länge:	30 mm
Special notes:	Anzubringen an Elektrolytbrücke 8429.1 (PP) oder 8429.2 (PVDF)