



Be Right™



Polymetron 8483B pH-Referenzelektrode

Artikel-Nr.: 368483,00000

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

AgCl-freie und polymerisierte Referenz, Proben-pH-Wert >2, Flüssigverbindungen ist ein Diaphragma, für verschmutzte Proben

Technische Daten

Bemerkungen:	AgCl freies Referenz-Polymer
Besondere Hinweise:	Separate Referenzelektrode für verunreinigte Proben zur Kombination mit jeder separaten pH- oder REDOX-Elektrode
Betriebsbedingungen:	0 - 110 °C
Diaphragma:	Flüssigkeitsdiaphragma
Druckbereich:	Max. 16 bar bei 25 °C
Durchmesser:	12 mm
Länge:	120 mm
pH Bereich:	pH-Wert der Probe muss größer als 2 sein
Sensor-Anschluss:	Pg 13.5