



EVITA OXY 4150 Transmitter (Stab)

Artikel-Nr.:

085G4072.56.001

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Together with a sensor and a universal signal converter, the transmitter performs as an accurate dissolved oxygen sensor.

The transmitter converts the measurements by the sensor into a current signal and at the same time also performs the necessary

Technische Daten

Ansprechzeit:	22 s OXY 1100 - 50 µm
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C (Sensor)
Betriebstemperaturbereich:	-40 - 60 °C (Transmitter)
Diaphragma:	Measurement between anode and a terminal in contact with the measured medium
Durchmesser:	50 mm
Gehäuse-Schutzklasse:	IEC 529: IP 68 (1 m); NEMA 6P (3')
Genauigkeit:	± 0.2 % of FSO at calibrating temperature
Gewicht:	1,0 kg
Kabellänge:	10 m 2-wire, screened cable 2 x 0.75 mm ² (18 AWG) cable
Kommunikation:	HART communication superposed on current output
Lagerbedingungen:	0 °C - 70 °C
Länge:	180 mm
Material:	PBT/PC
Messbereich:	0 - 10 mg/L can be configured
Messprinzip:	Clark cell
Probetemperatur:	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Spannungsversorgung (Volt):	12 - 30 V DC
Stromausgang:	3.80 to 24 mA
Verzögerungszeit:	10 - 300 s (Werkseinstellung 40 s)