



Be Right™



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Patronen mit vormontierten Membranen 29521A für A1xxx Sauerstoffsensoren. Enthält O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeug

Artikel-Nr.:

29521A-A

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Includes o-rings, cotton filters and cleaning tools.

Technische Daten

Kompatible Geräte:

A1100 oxygen sensors

Membran:

29521A membranes