



Be Right™



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Kartuschen mit vormontierten Membranen Typ 29552A für Sauerstoffsensoren A1100, GA2400 und GA2800 EX

Artikel-Nr.: 29552A-A

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Enthält O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeug.

Technische Daten

Anwendung: Inline-Messung von Würze; Luft-/O₂-Einspritzung; Abwasseraufbereitung

Material: Membran: PTFE