




TC Sensor

Artikel-Nr.: 31478

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Anströmgeschwindigkeit:	Typical Flow Rate 100 mL/min
Anwendung:	In-line beverage
Genauigkeit:	(Sample temperature 0 - 50 °C independent of calibration temperature) The greater of $\pm 2\%$ of reading or ± 14 mbar or ± 0.048 g/kg or ± 0.02 V/V
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,95 kg
Inhalt:	Sensor only.#BR#Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.
Messbereich:	Range at 25 °C: 0 - 10 bar, 0 - 15 g/kg, 0 - 7 V/V
Probendruck:	0 - 20 bar
Schutzklasse:	IP65
Temperaturbereich:	-5
Zertifizierung:	2004/108/EC - EN 61326-1
Zykluszeit:	22 s

Inhalt

Sensor only.#BR#Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.