



Be Right™



Wartungskit für Wasserstoff-Wärmeleitfähigkeitssensoren mit Schutzkappe 29142 für den Einsatz mit dem Modell 3654

Artikel-Nr.: 32747

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Enthält Membranen 2952A, Membranhaltering 29228.01, O-Ringe 29039.0 und 28613.0 sowie Werkzeuge für die Sensorwartung.

Technische Daten

Lagerbedingungen:

Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern

Messgerät:

Orbisphere 3654 Tragbares N₂- und H₂-Analysegerät (TC), Orbisphere 3658 Tragbares CO₂-Analysegerät (TC)

Parameter:

H₂