



Maintenance Kit w/29561A & 29111

Artikel-Nr.: 32760
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Enthält Membranen 29561A, Membranhaltering 29228.01, Unterlegscheiben 28002 und Tools für die Sensorwartung.

Technische Daten

Lagerbedingungen:	Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern
Messgerät:	Orbisphere 31xxx TC-Sensor
Parameter:	CO ₂ , N ₂