



Be Right™



POCKET Colorimeter II Colorimeter für Ammonium Küvetten-Test

Artikel-Nr.: 5953000V.01

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klein in der Größe, groß in Zuverlässigkeit und Präzision

Tragbares Filter-Photometer für die Bestimmung von Ammonium mittels Küvetten-Test. Im Tragekoffer, mit Batterien und Bedienungsanleitung.

Folgende Hach Küvetten-Tests können mit dem Photometer ausgewertet werden:

- LCK304, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N
- LCK305, 1,0-12,0 mg/L NH₄-N
- LCK303, 2-47 mg/L NH₄-N

Küvetten-Tests sind nicht im Lieferumfang des Colorimeters enthalten.

Einfach: Alle Funktionen mit nur 4 Tasten abrufbar

Kräftig: Batteriebetrieb für bis zu 2000 Messungen

Klare Anzeige: Selbst unter schwierigen Bedingungen, dank Beleuchtung und großer Zahlen auf dem Display

Zuverlässige Ergebnisse auch ohne Netzanschluss

Robuste Konstruktion trotz Leichtgewicht

Technische Daten

Gewährleistung:	24 Monate
Küvetten-Kompatibilität:	13 mm Rundküvette
Messbereich:	2.0 - / 0.015-2.0 mg/L /1.0-12.0 mg/L NH ₄ -N
Parameter:	Ammonium (für LCK303, LCK304, LCK305)