



Be Right™



POCKET Colorimeter II Colorimeter für Chlor/Chlordioxid/ Ozon Küvetten-Test

Artikel-Nr.: 5953000V.02

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klein in der Größe, groß in Zuverlässigkeit und Präzision

Tragbares Filter-Photometer für die Bestimmung von Chlor/Ozon mittels Küvetten-Test. Im Tragekoffer, mit Batterien und Bedienungsanleitung.

Folgender Hach Küvetten-Test kann mit dem Photometer ausgewertet werden:

LCK310, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ / 0,09-3,8 mg/L ClO₂ / 0,05-2,0 mg/L O₃

Küvetten-Test ist nicht im Lieferumfang des Colorimeters enthalten.

Einfach: Alle Funktionen mit nur 4 Tasten abrufbar

Kräftig: Batteriebetrieb für bis zu 2000 Messungen

Klare Anzeige: Selbst unter schwierigen Bedingungen, dank Beleuchtung und großer Zahlen auf dem Display

Zuverlässige Ergebnisse auch ohne Netzanschluss

Robuste Konstruktion trotz Leichtgewicht

Technische Daten

Gewährleistung:	24 Monate
Küvetten-Kompatibilität:	13 mm Rundküvette
Messbereich:	0.05 - 2.0 mg/L Cl ₂
Parameter:	Chlor/Chlordioxid/Ozon (LCK310)