



Nitrat-Standard, 200 mg/L NO₃ (45,2 mg/L NO₃-N), 500 mL

Artikel-Nr.:	LCW827
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Standardlösung für Online-Nitratbestimmung

Technische Daten

Konzentration:	200 mg/L NO ₃ (45,2 mg/L NO ₃ -N)
Messgerät:	Nitratax
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL