



Be Right™



B510, Bürettenständer für hohen Messbereich, 10 mL, mit Anschlusschlauch

Artikel-Nr.: X51T050

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

10 mL Bürettenständer der B5xx Serie für die TIM8xx Serie mit perfluorierten Gasen für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

Technische Daten

| | |
|-----------|------------------|
| Optionen: | Anschlusschlauch |
| Volumen: | 10 mL |