



Be Right™



## B525, Bürettenständer für hohen Messbereich 25 mL, mit Anschlusschlauch

Artikel-Nr.: X51T051

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

25 mL Bürettenständer der B5xx Serie für die TIM8xx Serie mit perfluorierten Gasen für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

---

### Technische Daten

Optionen:	Anschlusschlauch
Volumen:	25 mL