



Be Right™



Reagenzzugabe-Modul für SAC850 bzw. SAC950

Artikel-Nr.:

X91T096

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Das Reagenzzugabe-Modul beinhaltet Peristaltik-Pumpen, die bei der Probenvorbereitung die Zugabe von Reagenzien mit einer Volumengenauigkeit von circa 1 % ermöglichen. Das Reagenzzugabe-Modul besteht aus einem Peristaltik-Pumpen-Set, einer Reagenzzugabe-Spitze und Silikonschläuchen.

Verkürzt die Probenvorbereitungszeit

Vereinfacht die Bedienung

Steigert den Probendurchsatz