



Be Right™



Magnesiumsulfat-Standard, 29 mL, für die Calcium-Titration und den Härte-Analysator, 10.000 mg/L CaCO₃, für SP510

Artikel-Nr.: 102233

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Zur Überprüfung des Ansprechens des Härte-Analysators: 10.000 ± 1.000 mg/L CaCO₃.

Technische Daten

Konzentration:	10,000 mg/L
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	SP510
Parameter:	Hardness