



Polypropylen-Becher, niedrige Form, 50 mL

Artikel-Nr.: 108041

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Griffin-Becher (flache Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von ≥ 250 mL mit hochwertiger Siebdruckskala. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Durchmesser:	51,1 mm mit Auslauf
Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	50 mL
Material:	Polypropylen
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils