



Be Right™



## Becher, Polypropylen, niedrige Form, 250 mL

Artikel-Nr.: 108046  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Griffin-Becher (flache Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von  $\geq 250$  mL mit hochwertiger Siebdruckskala. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

---

### Technische Daten

Durchmesser: 83,6 mm mit Ausguss  
Einheiten: jeweils  
Gehäusematerial: Polypropylen  
Kapazität: 250 mL  
Material: Polypropylen, niedrige Form