



Be Right™



Polypropylen-Becher, niedrige Form, 1000 mL

Artikel-Nr.: 108053

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Griffin-Becher (flache Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von ≥ 250 mL mit hochwertiger Siebdruckskala. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Durchmesser:	129,8 mm mit Auslauf
Einheiten:	jeweils
Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	1.000 mL
Material:	Polypropylen