



Zylinder, mit Skala, Polypropylen, 100 mL $\pm$ 0,6 mL, 1,0 mL Teilungen

Artikel-Nr.: 108142

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Technische Daten

Gehäusematerial:	Polypropylen
Kapazität:	100 mL
Messmethode:	Auf Auslauf/Einlauf („To Deliver“/„To Contain“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Keine