



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Polypropylen, 250 mL

Artikel-Nr.: 108246

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kolben aus Polypropylen für die allgemeine Verwendung im Labor. Robust, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, autoklavierbar. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	250 mL
Material:	Polypropylen