



Reagent powder pillows, ChromaVer[®] 3, chromium , 25 mL, pk/1000

Artikel-Nr.: 1206628

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 1206699

For hexavalent chromium determination by the Diphenylcarbohydrazide Method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023. Range: up to 0.70 mg/L Cr. Sample Size: 25 mL.

Technische Daten

EPA konform:	Ja
Methode:	1,5-Diphenylcarbohydrazide
Plattform:	Pulverkissen