



Be Right™



Scheidetrichter, Polypropylen, 500 mL

Artikel-Nr.: 1406149

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Die kostengünstigste Lösung statt der teureren und zerbrechlicheren Glastrichter. Birnenförmiger Polypropylen-Trichter nach Squibb mit TFE-Absperrhahn und Polypropylen-Schraubverschluss. Der durchscheinende Körper ermöglicht die einfache Erkennung der Phasentrennung von nicht mischbaren Flüssigkeiten bis zum Absperrhahn. Der TFE-Absperrhahn und das Gehäuse machen eine Schmierung überflüssig und verhindern eine mögliche Verunreinigung. Beständig gegen nahezu alle Reagenzien, einschließlich Flusssäure. Autoklavierbar, mit Ausnahme des Hahnkükens, das leicht entfernt werden kann. Das Hahnküken kann chemisch desinfiziert werden. Stiellänge: 65 mm.

Technische Daten

Kapazität:	500 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils