



Be Right™



Standardlösung, flüchtige Säuren, 1.000 mg/L Essigsäure (NIST), 100 mL

Artikel-Nr.: 1420542

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Acetat-Standardlösung. Zur Überprüfung der Genauigkeit von Bestimmungen flüchtiger Säuren.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Konzentration: | 1.000 mg/L |
| Parameter: | Flüchtige Säuren |
| Plattform: | Lösung |
| Volumen / Packungsgröße: | 100 mL |