



Exsikkator, kein Vakuum

Artikel-Nr.: 1428500

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Runde Abdeckung aus Polycarbonat und Basis aus Polypropylen. Kein Vakuum. Die Kammer ist unempfindlich gegenüber alkalischen und sauren Bedingungen. Der eingelassene Rand verhindert, dass bei Abnahme Schmiermittel (nicht enthalten) mit der Oberfläche des Labortischs in Kontakt kommt, und macht eine separate Dichtung überflüssig. Abmessungen (Höhe x Durchmesser): 245 mm x 330 mm. Fasst 454 g Trocknungsmittel. Die Exsikkatorplatte aus Keramik (separat erhältlich) ist inert, antiadhäsiv und korrosionsbeständig. In die Platte eingearbeitete Quadranten sorgen für einfache Nachvollziehbarkeit der Position von Material. Plattendurchmesser: 230 mm.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each