



Be Right™



## Reagenzglas, Kultur, 16 x 150 mm, Schraubkappe, 10 St.

Artikel-Nr.: 1436120  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Die Kappe verfügt über eine fest verklebte Gummibeschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.

---

### Technische Daten

Abmessungen (D x L):	16 mm x 150 mm
Durchmesser:	16 mm
Kapazität:	Kapazität bis Hals 20 mL
Länge:	150 mm
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Tube, 16 x 150 mm
Volumen / Packungsgröße:	10 /Packung