



Vollpipette, Klasse A, 3 mL

Artikel-Nr.: 1451503

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Abgabe kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

Technische Daten

Kapazität:	3 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils