



Be Right™



Vollpipette, Klasse A, 5 mL

Artikel-Nr.: 1451537
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Abgabe kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

Technische Daten

Kapazität: 5 mL
Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils