



**Be Right™**



## **Vollpipette, Klasse A, 100 mL**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1451542</b>
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Klasse A Pipetten aus Glas, nicht-serialisiert, auf Auslauf kalibriert („To Deliver“). Entspricht den Vorgaben von ASTM E969 für Genauigkeit und von ASTM E1273 für Farbcodierung.

---

### **Technische Daten**

Kapazität:	100 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils