



Be Right™



Pulverkissen-Indikator, Bromphenolblau, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1455099

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

pH-Indikator für Titrationsen der Azidität und Alkalinität. Sichtbares Übergangsintervall: pH 3,0 (gelb) - pH 4,6 (blau). Probengröße: 50 mL.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0 - 5.000 CaCO ₃ (MO)
Messbereich (2):	0 - 10.000 CaCO ₃ (P)
Methode:	Titration
Methode (Nummer):	8201 (MO)
Methode (Nummer) :	8010 (P)
Plattform:	Pulverkissen
Volumen:	100 Pulverkissen