



Be Right™



Messkolben, Klasse A, Glas, 1000 mL

Artikel-Nr.: 1457453

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Auf Einguss („To Contain“) kalibriert und gemäß den Anforderungen von ASTM E438, „Glass in Laboratory Apparatus“, hergestellt. Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten – siehe Seite 375.

Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Glas Klasse A
Kapazität:	1.000 mL
Zertifizierung:	Nein