



Be Right™



Laborflaschen, Polypropylen, autoklavierbar, Weithals, 500 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 1472459
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Die Flaschen aus Polypropylen eignen sich für das Sammeln von Proben ebenso wie für die Aufbewahrung von Chemikalien. Die passenden Kappen aus Polypropylen verfügen über ein Ventildichtungs-Design für einen perfekten, auslaufsicheren Sitz. Ein hervorstehender Ring unter der Kappe hält die Schrumpffolie sicher an Ort und Stelle. Autoklavierbar bei 121 °C (nicht mit aufgesetzter Kappe autoklavieren). In Enghals- oder Weithals-Ausführung erhältlich.

Technische Daten

Body Material:	Plastic
Kapazität:	500 mL
Material:	Pulverkissen
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 St.