



BSB-Nährstoff-Pufferkissen, 19 L, 25 Stück

Artikel-Nr.: 1486398

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

BSB-Reagenzien

Für die Zubereitung von BSB5-Verdünnungswasser. Jedes Kissen enthält sowohl den APHA-spezifizierte Puffer als auch Nährstoffe für die Zubereitung von 19 Liter Verdünnungswasser. Packung mit 25 Kissen.

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Einheiten:	25/pk
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück

Erforderliches Zubehör

- BSB-Keiminokulum, Polyseed, 50 Kapseln (Item 2918700)
- BSB-Standardlösung, 300 mg/L, 16 Stück – 10 mL Voluette-Ampullen (Item 1486510)
- Nitrifikationshemmer für BSB, Formel 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)