



Be Right™



Phosphat-Standardlösung, 50 mg/L PO₄ (NIST), 20 Stück - 2 mL Ampullen

Artikel-Nr.: 17120H
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Phosphat(Phosphor)-Bestimmungen

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

Beschreibung:	Phosphat-Standardlösung
Konzentration:	50 mg/L PO ₄ ³⁻
Plattform:	Lösung