



HydraVer2 Hydrazin Reagenzlösung, 4 - 600 µg/L, 500 mL

Artikel-Nr.:

179049

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Zur Hydrazin-Bestimmung in Kesselwasser mittels p-Dimethylaminobenzaldehyd-Verfahren. Hach Verfahren 8141. Messbereich: 4 - 600 µg/L N₂H₄. (Auch in Kits für visuelle Bestimmung verwendet.) Messbereich: 0,02 - 1,00 mg/L, 500 mL Flasche

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C
Messbereich:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Messgerät:	Alle außer DR900, PC II
Methode:	p-Dimethylaminobenzaldehyd
Methode (Nummer):	8141
Parameter:	Hydrazin
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL